

**Załącznik nr 12**  
**do Podręcznika**  
**Pobierania Próbek**  
**Pierwotnych**

Wydanie 2.0

Instrukcja samodzielnego pobierania moczu dla pacjenta  
**na podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu**



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

32 396 46 37 • 32 396 46 60  
zdl@szpital4.bytom.pl

**PODŁOŻE TRANSPORTOWO-WZROSTOWE DO POSIEWU MOCZU**

Podłoże składa się z zakręconego pojemnika zawierającego dwustronną płytkę z podłożami do posiewu moczu.

**Przechowywanie podłoży:**

- podłoża w szczelnie zakręconych pojemnikach przechowywać w temperaturze pokojowej nie odkręcać, nie dotykać palcami powierzchni płytek ani wnętrza pojemnika
- nie używać podłoży po terminie ważności
- podłoża przerośnięte lub wyschnięte należy wyrzucić



**Zasady pobierania moczu na posiew**

1. Pacjent pobiera mocz samodzielnie zgodnie ze wskazówkami poniżej:
  - należy pobrać pierwszy mocz poranny
  - mocz na posiew należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.
  - jeśli lekarz zalecił badanie w trakcie leczenia należy zgłosić jaki antybiotyk jest używany i od kiedy
  - badanie kontrolne po leczeniu przeprowadza się najwcześniej 3 dni po zakończeniu leczenia antybiotykami
2. Umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć czystym ręcznikiem
3. Umyć okolice cewki moczowej (u mężczyzn po odsunięciu napletka, u kobiet po rozchyleniu warg sromowych) i osuszyć czystym ręcznikiem
4. Odkręcić nakrętkę z płytką i ostrożnie wyjąć z pojemnika nie dotykając płytki ani wnętrza pojemnika,
5. Pierwszą porcję moczu oddać do ubikacji, następną bezpośrednio do pojemnika
6. Po wypełnieniu pojemnika moczem **zanurzyć całą płytkę i jednym, zdecydowanym ruchem wyjąć, mocz wylać, płytkę włożyć do pojemnika i zakręcić dokładnie korek.**
7. Na etykiecie napisać imię i nazwisko pacjenta, datę i godzinę pobrania,
8. Tak posiane podłoże można **transportować** do Pracowni Mikrobiologii **w temperaturze pokojowej.**

Można inkubować posiane podłoże 24h w ciepłarni i przesłać do Pracowni w temperaturze pokojowej (opisać datą posiania)

④



⑥



⑦



**Załącznik nr 12**  
**do Podręcznika**  
**Pobierania Próbek**  
**Pierwotnych**

Wydanie 2.0

Instrukcja samodzielnego pobierania moczu dla pacjenta  
**na podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu**



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

32 396 46 37 • 32 396 46 60  
zdl@szpital4.bytom.pl

**PODŁOŻE TRANSPORTOWO-WZROSTOWE DO POSIEWU MOCZU**

Podłoże składa się z zakręconego pojemnika zawierającego dwustronną płytkę z podłożami do posiewu moczu.

**Przechowywanie podłoży:**

- podłoża w szczelnie zakręconych pojemnikach przechowywać w temperaturze pokojowej nie odkręcać, nie dotykać palcami powierzchni płytek ani wnętrza pojemnika
- nie używać podłoży po terminie ważności
- podłoża przerośnięte lub wyschnięte należy wyrzucić



**Zasady pobierania moczu na posiew**

1. Pacjent pobiera mocz samodzielnie zgodnie ze wskazówkami poniżej:
  - należy pobrać pierwszy mocz poranny
  - mocz na posiew należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.
  - jeśli lekarz zalecił badanie w trakcie leczenia należy zgłosić jaki antybiotyk jest używany i od kiedy
  - badanie kontrolne po leczeniu przeprowadza się najwcześniej 3 dni po zakończeniu leczenia antybiotykami
2. Umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć czystym ręcznikiem
3. Umyć okolice cewki moczowej (u mężczyzn po odsunięciu napletka, u kobiet po rozchyleniu warg sromowych) i osuszyć czystym ręcznikiem
4. Odkręcić nakrętkę z płytką i ostrożnie wyjąć z pojemnika nie dotykając płytki ani wnętrza pojemnika,
5. Pierwszą porcję moczu oddać do ubikacji, następną bezpośrednio do pojemnika
6. Po wypełnieniu pojemnika moczem **zanurzyć całą płytkę i jednym, zdecydowanym ruchem wyjąć, mocz wylać, płytkę włożyć do pojemnika i zakręcić dokładnie korek.**
7. Na etykiecie napisać imię i nazwisko pacjenta, datę i godzinę pobrania,
8. Tak posiane podłoże można **transportować** do Pracowni Mikrobiologii **w temperaturze pokojowej.**

Można inkubować posiane podłoże 24h w ciepłarni i przesłać do Pracowni w temperaturze pokojowej (opisać datą posiania)

④



⑥



⑦

